

uniQue

RADIOFRÉQUENCE DERMOCONTRÔLÉE


CORPS & VISAGE

VISAGE

- ANTI-AGING •
- EFFET LIFTING •
- TRAITEMENT EYE-PERFECT •
- DIMINUTION DES RIDES •

CORPS

- DIMINUTION DE LA CELLULITE •
- TRAITEMENT DE LA ZONE ABDOMINALE •
- TRAITEMENT POST-LIPOSUCCION •
- RAFFERMISSEMENT CORPOREL •
- REMODELAGE DE LA SILHOUETTE •



UP-CONTROL
Technology



UNIQUE, RADIOFRÉQUENCE

VISAGE ET CORPS

UNIQUE "REDÉFINIT LA RF"



- La RF, technique développée pour le raffermisssement et le remodelage du corps rentre dans une nouvelle dimension avec **Unique**.
- Elle repousse les limites des RF, **Unique** multi fréquences canalise les différentes énergies et offre aux professionnels, des traitements médicaux esthétiques, un contrôle et une précision qui amènent des résultats visibles dès la première séance.

UN NOUVEAU LANGAGE

- « **Unipolaire dermocontrôlée** » : dernière technologie de RF, dotée du système le plus efficace, pour un contrôle précis des paramètres pour chaque application.
- « **Multi fréquences** » : les multi fréquences, utilisées de 1 à 10 Mhz émettent des ondes entraînant une augmentation de la température corporelle jusqu'à 43°C.
- « **Unique** » : ne travaille plus les effets mais la cause, il agit en douceur, sans risques et 100% naturel.



■ La radiofréquence génère un champ électrique qui oscille du positif au négatif, ce qui entraîne un mouvement de rotation des molécules qui génère de la chaleur, produit un réchauffement profond qui affecte la peau et du tissu adipeux sous-cutané. On pourrait dire que le réchauffement va de l'intérieur vers l'extérieur. Ce réchauffement va favoriser :

■ Le **drainage lymphatique**, qui permet de diminuer les liquides et les toxines dans lesquels sont emprisonnés les adipocytes du tissu affecté de cellulite.

■ Une **augmentation de la microcirculation** dans la zone qui permet d'améliorer tant le métabolisme du tissu adipeux sous-cutané, que l'aspect de la peau accompagnant.

■ La **formation de collagène nouveau**, à la fois dans la peau et les tissus sous-cutanés, permettant à l'ensemble de la structure d'acquiescer de la fermeté grâce à la réorganisation du septum fibreux et à l'épaississement de la peau adjacente.

■ Et enfin, après la stimulation contrôlée avec rétraction des tissus il y a une réponse inflammatoire accompagnée par la **migration et la prolifération des fibroblastes**, qui permettra de renforcer encore la structure de collagène, ayant pour résultat un rajeunissement de la zone traitée.



RÉSULTATS VISIBLES

DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE

VISAGE

■ Par un travail de surface, **L'Unique** stimule les fibroblastes, redensifie la structure de la peau en stimulant la production de fibres de collagène et d'élastine. Il redessine l'ovale du visage, redonne un teint éclatant, les traits et les contours des yeux sont lissés.

- 2 programmes spécifiques : Eyes-Perfect & Face
- Résultats : - Lifting naturel
- Durables, visibles dès la première séance.



CORPS

■ **L'Unique** agit jusqu'à 20mm. Son action thermique a plusieurs effets : une action sur la lipolyse qui contribue à la diminution de la cellulite, une augmentation de la micro-circulation en même temps qu'une accélération des échanges interstitiels.

- 2 programmes : Body & Stretch Marks
- Résultats : - Raffermissment et remodelage
- Lipolyse visible après 4-5 séances



« UNIQUE FAIT LA DIFFÉRENCE »

- TRAITEMENTS VISAGE ET CORPS
- RAFFERMIR
- LISSER
- REMODELER
- RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE
- SÉCURITÉ, UN TRAITEMENT NON INVASIF, SANS DOULEURS
- RÉSULTATS DURABLES
- UTILISATION FACILE, ÉCRAN TACTILE
- ÉQUIPEMENT PORTABLE



* Technologie de contrôle et de paramétrage

uniQue

RADIOFRÉQUENCE DERMOCONTRÔLÉE

DOTATION

■ Support de travail

■ Plaque de retour

■ Générateur UNIQUE

■ Support machine

■ T1 : Corps
■ T2 : Vergetures
■ T3 : Visage
■ T4 : Contour des yeux

■ Fly case rangement et transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE

Tension d'entrée : 220V AC 50Hz, 110V AC 60Hz
Puissance d'entrée : 500VA
Fréquence de travail : 1Mhz - 10 Mhz
Puissance de sortie : 300W
Diamètres de sortie :
15mm / 20mm / 30mm / 43mm
Poids : 14 Kg

Dimensions Machine : 450mm x 375mm x 260 mm
Dimensions Table : 300mm x 450mm x 700mm
Normes : Exigences de sécurité pour les équipements
électro-médicaux UNE-EN 60601-1:1993
UNE-EN 60601-2:2002
Directives : - Basse Tension : 72 / 23 / EF
- Sur la compatibilité électromagnétique 89 / 336 / CE

Distributeur exclusif :

[intra muros]

Tel : 06 15 75 67 19

www.medicalesthet.com